

陕西省临床检验中心

2019 年全省心肌标志物室间质量评价活动安排

一、评价项目

全年内分泌室间质评活动共进行两次，每次五份样本（冻干人血清基质）。
评价项目：肌酸激酶-MB (CK-MB)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I (Troponin I)、肌钙蛋白 T(Troponin T)、同型半胱氨酸(Homocysteine) 等。

二、时间安排

活动次数	批 号	建议测定日期	结果截止日期	成绩回报日期 (实验室自行打印)
第 一 次	201911、201912			
	201913、201914	4 月 18-20 日	4 月 25 日	5 月 10 日
	201915			
第 二 次	201921、201922			
	201923、201924	9 月 19-21 日	9 月 25 日	10 月 16 日
	201925			

备注：1. 质评结果统一网报，不接收纸质回报；2. 参评实验室在质评成绩回报日期后，登陆检验医学信息网（www.clinet.com.cn），在“室间质评目录中的质评成绩回报子目录”下，打印质评报告。

三、样本使用方法

实验室收到质评样本后，应保存在 2-8℃冰箱中。使用时，每瓶质评样本用 2.00 毫升蒸馏水或去离子水复溶，加盖后室温放置 30 分钟，使瓶内物质充分溶解后检测。复溶后稳定时间大于 6 小时，质评样本与患者样本应在同条件下检测。

四、注意事项

1. 全年质评样本分两次发放，第一次 3 月底，第二次 8 月底由冷链公司一对一发放，请参评单位接收人按照样本确认表内容，仔细查对样本数量是否符合及外观有无渗漏、破损等情况，并在样本接收确认表上进行满意度评价及签字。发放后还会以微信或短信提示参评单位。

2. 各实验室应按照规定的日期进行检测，测定方法、仪器、试剂编码请参照编码表填写，**若不在编码范围内，请写出具体名称**；检测系统每年需更新，网络上报结果时，系统将默认上次检测系统编码，请上报结果时务必点开重新选择。

如果你室检测系统不在列表内，请及时联系我们，否则将可能影响你室成绩。

3. 应将测定后的质评样本与患者样本相同对待，按照具有潜在传染性的医疗废弃物处理。

4. **为了保证质评结果的正确传输和及时有效，请实验室网络上报质评结果。**网址是 www.clinet.com.cn，用户名和初始密码均为实验室代码（以 2017 年第二次质评成绩报告单上的实验室代码为准）。若实验室代码不清楚，请及时与我们联系。网报方法请参考“2019 年全省检验医学室间质量评价计划”中的“室间质评在线操作说明”。

5. 此活动说明，供全年使用，各实验室应妥善保存。

地 址：西安市友谊西路 256 号 陕西省人民医院内 陕西省临床检验中心

邮 编：710068

联系电话：(029) 85253261 转 2571 或 3571 18092399009

传 真：(029) 88663725

电子邮箱：sxseqa@126.com，密码 257100

网 址：<http://sxcl.clinet.cn/>

微 信 号：18092399009

2019 年 2 月 20 日

2019 年全省心肌标志物

室间质量评价方法、仪器、试剂及校准物编码表（1）

方法学编码			
编码	方法学名称	编码	方法学名称
2501	速率法	2508	微粒子酶免疫分析法
2502	免疫抑制法	2509	化学发光法
2503	免疫比浊法	2510	放射免疫法
2504	琼脂糖凝胶电泳法	2511	荧光酶免疫法
2505	离子交换柱层析	2512	电化学发光法
2506	免疫化学测定法	2513	干化学
2599	其它		
仪器编码			
编码	仪器名称	编码	仪器名称
250101	Abbott AxSYM	250506	Behring OPUS Plus
250102	Abbott Bichromatic ABA 100	250507	Behring Turbitimer
250103	Abbott Bichromatic ABA 200	250601	BioAutoMed ASCA
250104	Abbott IMX	250701	Bio-Chem Laboratory Systems ATAC 2000/2100
250105	Abbott Spectrum	250702	Bio-Chem Laboratory Systems ATAC 6000
250106	Abbott VP	250703	Bio-Chem Laboratory Systems ATAC 8000
250107	Abbott Architect i2000SR/i2000	250801	BioMerieux Vitek VIDAS
250114	广州万孚	250901	CARESIDE CareSide Analyzer
250115	日立系列	251001	CHEMROY Creatine Kinase-MB (CK-MB) Reagent
250116	日本东曹	251101	Chiron Diagnostics ACS 180
250117	深圳迈瑞	251102	Chiron Diagnostics ACS 180 Plus
250118	东芝系列	251103	Chiron Diagnostics ACS:Centaur
250119	长春迪瑞	251201	Coulter Dacos
250120	Olympus 系列	251202	Coulter Dacos XL
250121	HTY-100 荧光免疫定量分析仪	251203	Coulter Optichem 100
250122	法国梅里埃	251204	Coulter Optichem 120
250123	UPT-3A 发光免疫分析仪	251205	Coulter Optichem 180
250124	武汉明德	251301	Dade Behring aca IV
250125	北京热景	251302	Dade Behring aca IV (with aca pius)
250201	Baxter Paramax	251303	Dade Behring aca Star
250202	Baxter Paramax 720 ZX	251304	Dade Behring Dimension AR
250203	Baxter Stratus	251305	Dade Behring Dimension RxL
250204	Baxter Stratus II	251306	Dade Behring Stratus CS STAT
250205	Baxter Stratus IIntellect	251307	Dade Dimension AR
250301	Bayer Immuno 1 System	251308	Dade Dimension ES
250501	Behring Nephelometer	251309	Dade Dimension RxL
250502	Behring Nephelometer 100	251310	Dade Dimension XL
250503	Behring Nephelometer II	251311	Dade Stratus
250504	Behring OPUS	251312	Dade Stratus II
250505	Behring OPUS Magnum	251313	Dade Stratus IIntellect

2019 年全省心肌标志物

室间质量评价方法、仪器、试剂及校准物编码表（2）

251401	Du Pont ACA	252203	PB Diagnostics Systems OPUS PLUS
251402	Du Pont ACA II	252301	Princeton BioMeditech AccuSign MI CK-MB/Myoglobin
251403	Du Pont ACA III	252302	Princeton BioMed Cardiac STATUS CK-MB/Myoglobin
251404	Du Pont ACA III (with aca plus)	252303	Princeton BioMeditech Cardiac STATUS CK-MB/Myo/TNI
251405	Du Pont ACA IV	252304	Princeton BioMeditech Cardiac STATUS Troponin I
251406	Du Pont ACA IV (with aca plus)	252305	Princeton BioMeditech CarePoint MI CK-MB/Myoglobin
251407	Du Pont ACA Star	252306	Princeton BioMeditech LifeSign MI CK-MB/Myoglobin
251408	Du Pont ACA Star (with aca plus)	252307	Princeton BioMeditech LifeSign MI Myoglobin
251409	Du Pont ACA V	252308	Princeton BioMeditech VitalSign MI CK-MB/Myoglobin
251410	Du Pont ACA V (with aca plus)	252401	Roche Diagnostics CARDIAC T Rapid Assay
251501	Electronucleonics Gemini	252501	Sanofi Pasteur Access Immunoassay System
251502	Electronucleonics Gemstar	252601	Sclavo Uni-Fast System Analyzer
251503	Electronucleonics Gemstar II	252602	Sclavo Uni-Fast2 System Analyzer
251601	EM Diagnostic Systems EASY PLUS	252701	Seradyn CK-MB Immuno UV Determination
251602	EM Diagnostic Systems EASY ST	252801	Spectral Cardiac STATUS CK-MB/Myoglobin
251603	EM Diagnostic Systems EPOS	252802	Spectral Cardiac STATUS CK-MB/Myoglobin/Troponin I
251701	Instrumentation Lab IL Monarch 1000	252803	Spectral Cardiac STATUS Troponin I
251702	Instrumentation Lab IL Monarch 2000	252901	Technicon Assist
251703	Instrumentation Lab IL Monarch Plus	252902	Technicon AXON
251704	Instrumentation Lab ILAB 1800	252903	Technicon Immuno 1 System
251705	Instrumentation Lab ILAB 600	253001	TOSOH AIA NexIA
251706	Instrumentation Lab ILAB 900	253002	TOSOH AIA-1200
251708	Instrumentation Lab Multistat III	253003	TOSOH AIA-1200DX
251709	Instrumentation Lab Multistat III Plus	253004	TOSOH AIA-600
251801	LSI ASCA Chemistry System	253005	TOSOH AIA-600 II
251901	Olympus AU 5000	253006	武汉明德
251902	Olympus AU 5131	253101	Vitek Systems Vidas
251903	Olympus Demand	253102	RAMP READER 91001
251904	Olympus Reply	253103	Triage MeterPlus
251905	Olympus Reply/AU 560	253104	西门子系列
252001	Organon Teknika AuraFlex	253105	广州万孚
252101	Ortho-Clinical Diagnostics Vitros 250	253106	罗氏系列
252102	Ortho-Clinical Diagnostics Vitros 500	253107	日立系列
252103	Ortho-Clinical Diagnostics Vitros 550	253108	深圳迈瑞系列
252104	Ortho-Clinical Diagnostics Vitros 700	253109	东芝 2000FR 全自动生化分析仪
252105	Ortho-Clinical Diag Vitros 750 XRC	253110	HTY-100 荧光免疫定量分析仪

2019 年全省心肌标志物

室间质量评价方法、仪器、试剂及校准物编码表（3）

252106	Ortho-Clinical Diag Vitros 950 IRC	253111	南京基蛋
252107	Ortho-Clinical Diagnostics Vitros DTII	253112	贝克曼系列
252108	Ortho-Clinical Diagnostics Vitros ECi	253113	重庆中元
252201	PB Diagnostics Systems OPUS	253114	东芝
253115	美艾利尔 (Triage meterpro)	253121	南京诺尔曼
253116	北京热景	253122	日本东曹
253117	TBA2000FR	253123	广州瑞辉
253118	深圳新产业	253124	北京康大
253119	UPT-3A 发光免疫分析仪	253125	奥森多
253120	迪瑞系列	259999	其它仪器（请详述）
试剂、校准物编码			
编码	试剂、校准物	编码	试剂、校准物
25001	Abbott	25043	Dade
25002	Advanced Instruments	25044	Dako
25003	Alko	25045	DCL
25004	AL Systeme	25046	Diasys
25005	Alpha diagnostic	25047	DPC
25006	Amber diagnostic	25048	DSL
25007	American Monitor	25049	Dynatech
25008	Ames	25050	Eksma
25009	Analco	25051	Emco
25010	Analox	25052	ENI
25011	Analys instrument	25053	EKA
25012	Applied Biotech Inc	25054	Eppendorf
25013	Aptec	25055	Erma optical works
25014	ARL	25056	Fiske associates
25015	ASE	25057	Gambyt
25016	Astral Scientific	25058	Genzyme
25017	Atago	25059	Gonotec
25018	Atlantic	25060	Greiner instruments
25019	AVL	25061	Hemocue
25020	BAS(Bioanalytical System)	25062	High tech lab(HTL)
25021	Baxter	25063	Hitachi
25022	Bayer/Technicon	25064	Human(北京豪迈)
25023	Beckman	25065	Hybritech
25024	Beckton Dickinson	25066	IL
25025	Behring	25067	Imuna
25026	Bid-diagnostik	25068	Incstar
25027	Bio-Rad	25069	Intermed
25028	Bioclin	25070	Ionetcis
25029	Biocon	25071	Johnson & Johnson Ortho-Clinical Diagnostics
25030	Biokit	25072	Kallestad
25031	Biolabo	25073	Konelab
25032	BioMed	25074	Kyoto daiichi

2019 年全省心肌标志物

室间质量评价方法、仪器、试剂及校准物编码表（4）

25033	BioMerieux	25075	Labport
25034	BIOSTAT	25076	Labsystems
25035	Biotrol	25077	Lachema
25036	Bipharco diagnostics	25078	Lancer
25037	Boehring Mannheim	25079	lia-mat
25038	Byk-sangtec	25080	MAS(Medical Analysis)
25039	Chiron	25081	Medica
25040	CIS	25082	Medix biochemica
25041	Cormay	25083	Medix biotech
25042	Coulter	25084	Menagent
25085	Merck	25136	南昌百特（特康）
25086	Merz-Dade	25137	南昌仪器厂
25087	Microgenics	25138	兰州戎昌
25088	Mitsubishi	25139	宁波慈城
25089	Molter	25140	四川迈克
25090	NOVA	25141	上海长征
25091	Nycomed	25142	上海科华
25092	Olympus	25143	上海荣盛
25093	Orion diagnostics	25144	上海申能
25094	Perkin Elmer	25145	上海科欣
25095	Pharmacia	25146	上海生物制品所
25096	Pointe scientific	25147	上海鹰跃
25097	Radiometer	25148	上海伊华
25098	Raichem	25149	上海迅达
25099	Randox	25150	上海张江
25100	Reagent	25151	上海伟思
25101	Roche	25152	深圳三龙
25102	Rubby	25153	深圳越华
25103	Sanofi	25154	台湾元生
25104	Sclavo	25155	浙江伊利康
25105	Seba	25156	浙江东瓯
25106	Serono	25157	浙江东亚
25107	Sevac	25158	浙江杭州星亚
25108	Shimadzu	25159	日本第一化学
25109	Technicon	25160	浙江宁波亚太
25110	Toa	25161	北京天象人
25111	Tosoh	25162	Centronic
25112	Trace Scientific	25163	首医临床医学中心
25113	Vitalab	25164	山东 3V
25114	Vitatron	25165	Response Biomedical Corp
25115	Wako	25166	Biosite Incorporated
25116	Wallac	25167	西门子
25117	Ysi	25168	广州万孚
25118	Zeiss	25169	北京九强

2019 年全省心肌标志物

室内质量评价方法、仪器、试剂及校准物编码表（5）

25119	澳斯邦	25170	重庆中元
25120	北京中生北控	25171	罗氏
25121	北京北化	25172	青岛汉唐生物
25122	北京百泰	25173	美康生物
25123	北京柏定	25174	迈瑞
25124	北京博康	25175	深圳泰乐德
25125	北京发酵所	25176	南京基蛋
25126	北京环保仪器厂	25177	贝克曼
25127	北京利德曼	25178	东芝
25128	成都同昌	25179	永和阳光
25129	成都峨嵋	25180	瑞源
25130	大连渤嘉	25181	热景生物
25131	广州百奥	25182	美艾利尔（Trage meterpro）
25183	南京诺尔曼	25190	北京利德曼
25184	朗道	25191	深圳奥萨
25185	日本东曹	25192	浙江东瓯
25186	新健康城	25193	武汉明德
25187	宁波普瑞柏生物	25998	自配
25188	广州瑞辉	25999	其它
25189	北京康大		

陕西省临床检验中心

2019 年心肌标志物室间质评结果回报表

总 3 次 2019 年第 1 次

单位名称：_____ 实验室代码：_____ 单位等级：_____

通讯地址：_____ 邮 编：_____ 联系电话：_____

测定日期： 年 月 日 回报日期： 年 月 日

一、检测结果回报表

项目		测定结果						方法	仪器	试剂	校准物
名称	浓度单位	精度	201911	201912	201913	201914	201915				
CK-MB	ug/L	0.00									
CK-MB	U/L	0.00									
Myoglobin	ug/L	0.00									
Troponin I	ug/L	0.00									
Troponin T	ug/L	0.00									
Homocysteine	umol/L	0.00									
备 注											

测定者签字：_____

审核者签字：_____

二、注意事项

1. 上报数据时请仔细核对上报项目**单位**，如你室检测项目的**单位**与所要求上报**单位**不同，必须换算；精度是指检测结果报告的位数，0 指检测结果只报告整数；0.0 指检测结果只报告到小数点后一位数字，以此类推。

2. 方法、仪器、试剂编码必须填写，根据编码表选择，如编码表上无你室系统编码，**请与我们联系，以免影响您本次质评成绩。**

陕西省临床检验中心

2019 年心肌标志物室间质评结果回报表

总 4 次 2019 年第 2 次

单位名称：_____ 实验室代码：_____ 单位等级：_____

通讯地址：_____ 邮 编：_____ 联系电话：_____

测定日期： 年 月 日 回报日期： 年 月 日

一、检测结果回报表

项目		测定结果						方法	仪器	试剂	校 准 物
名称	浓度单位	精度	201921	201922	201923	201924	201925				
CK-MB	ug/L	0.00									
CK-MB	U/L	0.00									
Myoglobin	ug/L	0.00									
Troponin I	ug/L	0.00									
Troponin T	ug/L	0.00									
Homocysteine	umol/L	0.00									
备 注											

测定者签字：_____

审核者签字：_____

二、注意事项

1. 上报数据时请仔细核对上报项目**单位**，如你室检测项目的**单位**与所要求上报**单位**不同，必须换算；精度是指检测结果报告的位数，0 指检测结果只报告整数；0.0 指检测结果只报告到小数点后一位数字，以此类推。
2. 方法、仪器、试剂编码必须填写，根据编码表选择，如编码表上无你室系统编码，**请**与我们联系，以免**影响您本次质评成绩**。