

陕西省临床检验中心

2020 年全省血型鉴定室间质量评价活动指导书

一、评价项目

全年血型鉴定室间质评活动共进行两次，每次五个质评样本。评价项目：红细胞 ABO、Rh (D) 分型（正定型）、ABO 分型检测（反定型）。

二、时间安排

活动次数	批号	建议检测日期	回报截止日期	成绩回报日期 (实验室自行打印)
第一次	202011、202012			
	202013、202014	5 月 19-20 日	5 月 31 日	6 月 15 日
	202015			
第二次	202021、202022			
	202023、202024	收到及时检测	9 月 25 日	10 月 15 日
	202025			

注：1. 质评结果网报，不接收纸质回报；2. 参评实验室在质评成绩回报日期后，登陆检验医学信息网（www.clinet.com.cn），在“室间质评目录下的质评成绩回报子目录”下，打印质评报告。

三、样本使用方法

1. 第一次只做 ABO 血型检测（反定型），收到抗体血浆样本后，将其置-20℃冻存。在规定时间内进行检测。第二次做 ABO、Rh(D) 血型检测（正定型），因红细胞分型质评样本有效期短，所以，各实验室收到样本后及时检测，将其应置 2-8℃ 储存；

2. 检测方法按各实验室所使用的方法要求操作，与患者样本同条件下检测。

3. 结果上报：ABO 血型请报鉴定结果“A”、“B”、“O”或“AB”；Rh(D) 血型抗体，请报“+”或“-”。检测方法、仪器、试剂厂家分别按各自编码填写（编码见附页）。如果编码表中未包含你室所使用的检测系统，请与我们联系，我们将及时添加。

四、注意事项

1. 全年质评样本分两次发放，上下半年各一次，2020 年由于疫情影响，把原来的第一次 ABO、Rh(D) 血型检测（正定型）改为反鉴定 ABO 血型检测（反定型），由冷链公司全程冷链运输发送。请参评实验室接收人员按照《质评样本签收确认表》的内容，仔细核对样本的包装、数量、批号，并在确认表上签字。同

时，对冷链运输服务进行满意度评价。

2. 质评样本发放时，临检中心会及时以微信或短信方式提醒参评实验室注意查收。若有问题，及时与临检中心负责人联系。**活动指导书（光盘）只发一次，供全年使用，请各实验室妥善保管。另外，我们还会把《活动指导书》上传到临检中心网站，可直接在下载专区下载。**

3.为了保证质评结果的正确传输和及时有效，请实验室网络上报质评结果。报方法请参考“2020 年全省检验医学室间质量评价计划”中的“参评实验室在线 EQA 程序操作说明”。第一次网上回报截至日期为 **2020 年 5 月 31 日**，第二次网上回报截至日期为 2020 年 9 月 25 日，至此网络上报将自动关闭。

地 址：西安市友谊西路 256 号 陕西省人民医院内 陕西省临床检验中心
邮 编：710068

联系人：赵院利 联系电话：（029）85253261-2571、3571、18092399009

传 真：（029）88663725 临检中心微信号：18092399009

电子邮箱：sxseqa@126.com 邮箱密码：257100

网 址：<http://sxccl.clinet.cn/>

2020 年 5 月 06 日

2020 年全省血型 ABO、Rh (D) 鉴定方法、试剂及仪器编码表

方法 编 码	
方法名称	编 码
微柱凝集法（手工加样）	1800
破片凝集法	1801
盐水试管法	1802
微柱凝集法（自动加样）	1803
微孔板法	1804
凝聚胺法	1805
酶法	1806
抗人球蛋白试管法	1807
红细胞磁化法	1808
其它（请详述）	1899
试 剂 编 码	
试剂名称	编 码
上海血液	18000
河北医科大学	18001
美国强生	18002
瑞士达亚美	18003
江阴力博	18004
长春博研	18005
Millipore	18006
中山生科	18007
天津德祥	18008
长春博讯	18009
北京金豪	18010
英科新创	18011
长春博德	18012
深圳康乃格	18013
5%的 A、B 红细胞悬液	18014
自配试剂	18015
其它（请详述）	18999
仪 器 编 码	
仪器名称	编 码
Anthos(奥地利)系列酶标仪	180000
Sunrise 系列酶标仪	180100
伯乐 450	180200
伯乐 550	180210
伯乐 Coda	180220
伯乐 680	180230
雅培系列免疫分析仪	180300
宝灵曼系列免疫分析仪	180400
BEP III 系列酶标后处理系统	180500

仪器名称	编 码
上海科华系列酶标仪	180600
人眼判读	180700
AISEN170	180800
OCD 强生配血系统	180801
康乃格 ND-24K	180900
深圳爱康	181000
天津德祥 TD2-12 血型卡离心机	181100
重庆奥特 BK-FL2	181100
其它（请详述）	189999

陕西省临床检验中心

2020 年全省血型鉴定室间质量评价结果回报表

2020 年第 1 次 总 23 次

单位名称：_____ 实验室代码：_____

通讯地址：_____ 邮 编：_____

单位等级：_____ 联 系 电 话：_____

检测日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日 回报日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

批号	检测结果	方法	仪器	试剂
	ABO 血型			
202011				
202012				
202013				
202014				
202015				

检测者签字：_____

审核者签字：_____

注：1.血型质评样本有效期短，请收到后立即检测。

2.血型鉴定为正定型时，需做 ABO 和 Rh（D）两个血型系统的鉴定；血型鉴定为反定型时，仅做 ABO 血型系统的鉴定。

3.检测系统每年需更新，网络上报结果时，系统将默认上次检测系统编码，请上报结果时务必点开重新选择。如果你室检测系统不在列表内，请及时联系我们。

陕西省临床检验中心

2020 年全省血型鉴定室间质量评价结果回报表

2020 年第 2 次 总 24 次

单位名称: _____ 实验室代码: _____

通讯地址: _____ 邮 编: _____

单位等级: _____ 联 系 电 话: _____

检测日期: _____ 年 月 日 回报日期: _____ 年 月 日

批号	检测结果		方法	仪器	试剂
	ABO 血型	Rh (D) 血型			
202021					
202022					
202023					
202024					
202025					

检测者签字:

审核者签字:

注: 1.血型质评样本有效期短, 请收到后立即检测。

2.血型鉴定为正定型时, 需做 ABO 和 Rh (D) 两个血型系统的鉴定; 血型鉴定为反定型时, 仅做 ABO 血型系统的鉴定。

3.检测系统每年需更新, 网络上报结果时, 系统将默认上次检测系统编码, 请上报结果时务必点开重新选择。如果你室检测系统不在列表内, 请及时联系我们。